

Anti-spastische spalken



Kenmerken

Thermoplastische spalk **gemakkelijk te vormen met warm water en 'heat gun' (föhn)**. Na 1 minuut is de plaat zacht en kan het aangepast worden. Ook **hervormbaar** indien nodig. Straps apart bijgeleverd en **individueel te fixeren** met bijgeleverde stukjes velcro.

Indicaties

- › spasticiteit
- › preventie van contractuur van CVA, TBI en SCI

Anti-spasticity Ball Splint - Art. TH1000



Dient om de hand in **neutrale positie** te houden zodat de **palmaire boog behouden blijft**.

Maat	Breedte hand (mm)	Art. Code rechts	Art. Code links
S	57-70 mm	TH100X-02	TH100X-07
M	73-82 mm	TH100X-03	TH100X-08
L	86-95 mm	TH100X-04	TH100X-09

Functional Position Splint - Art. TH1002



Dient om de **hand en de pols** in een **functionele rustpositie** te houden

