

Bunion Boot

Geen krukken meer na een
Hallux Valgus operatie



Maat	Schoenmaat	Beenlengte *	Artikel Code
S	<37	27,5 – 32,5 cm	AL058003
M	37 – 41	32,5 – 37,5 cm	AL058005
L	>41	37,5 – 42,5 cm	AL058007

* VAN MEDIALE KNIECONDYLE TOT MEDIALE MALLEOLUS

1 VERSIE VOOR ZOWEL LINKS ALS RECHTS



Innovatief

- › Groter comfort
- › Vermindert zwelling
- › Vermindert pijn
- › Verbeterd wondheling
- › Bevordert natuurlijk looppatroon

Kenmerken

- › Platte binnenzool voor neutrale gewrichtspositie
- › 'Auto-molding' zool, vermijdt onnodig bewegen van andere tenen en zorgt voor een betere drukverdeling ter hoogte van de voetzool
- › Pneumatische voorvoetpad ondersteunt de lymfe-circulatie postoperatief
- › Innovatieve strap om de grote teen in positie te houden
- › Laag profiel waardoor **heuppijn wordt voorkomen**
- › 'Rocker bottom' design met 4 fasen dat het natuurlijk looppatroon evenaart : heelstrike – straight – roll-off – toe-off
- › Uitvoering met opening ter hoogte van de hiel voor **perfecte positionering van het onderbeen**
- › Vervaardigd uit **hoogwaardige aluminium voor ideale immobilisatie**
- › **Luchtdoorlaatbare foam** rond het onderbeen **vermijdt transpiratie**: uniek van Bledsoe
- › **Optimale breedte** van de loopzool :
 - de patiënt kan **stabiel wandelen**
 - de knie kan niet in valgus zodat **geen pijn** kan optreden ter hoogte van de condylen

Indicaties

- › Post-op na een Hallux Valgus operatie
- › Fasciitis plantaris of andere voetproblemen die een betere verdeling van het lichaamsgewicht vereisen
- › Dystrofie van de voet en onderbeen
- › Stressfracturen