



## Caractéristiques

- › Profil bas afin de **prévenir les douleurs à la hanche**
- › “**Rocker-bottom**” avec 4 phases qui permettent d’approcher la démarche naturelle : heelstrike, straight, roll-off et toe-off
- › Ouverture au niveau du talon pour un **positionnement parfait de la jambe**
- › En **aluminium de qualité supérieure pour une immobilisation idéale**
- › La **mousse perméable à l’air** autour de la jambe **prévient la transpiration**: une exclusivité de Bledsoe
- › **Largeur optimale** de la semelle de marche :
  - › - Le patient peut **marcher de façon stable**
  - › - Le genou ne se place pas en valgus de sorte que le patient n’éprouve **pas de douleur** au niveau des condyles

## Indications

- › Pour les enfants de 18 mois à 7 ans
- › Fractures du métatarse
- › Fractures de l’avant-pied
- › Distorsions de la cheville de degrés 1-2-3 (si le patient est atteint d’un degré 3, l’œdème doit d’abord être maîtrisé)
- › Fractures stables ou immobilisées par une fixation interne de la partie distale du tibia et de la partie distale du péroné
- › Fractures de fatigue

Taille	Pointure	Longueur de jambe *	Code d’art..
<b>S</b>	<15 cm	<23 cm	AL185003
<b>L</b>	15 - 19 cm	<28 cm	AL185007
<b>XL</b>	19 - 22 cm	35,5 cm	AL185009

\* DU CONDYLE MÉDIAN JUSQU’AU MALLEOLUS MÉDIAN

1 seule version pour la gauche et la droite

