



# Gamme Silicone

Silicone dense pour un traitement des pathologies plantaires

mediroyal

## Bone Spur Wedge - Art. MR1400/XX



### Pointure

<b>S</b>	35-39
<b>M</b>	40-42
<b>L</b>	43-46


### Caractéristiques

Talonnette spécialement conçue pour la décharger la pression au niveau du pied, pour épine calcanéenne u fasciite plantaire. Support idéal pour le pied médian. Hauteur est de 1 cm. Polymère élastique avec une surface très légèrement collante. Laver à l'eau chaude savonneuse si nécessaire. Laissez sécher à l'air.

### Indications

Talons éperons, fasciite plantaire, la douleur du talon en générale, différence de longueur des jambes.

## Thin Insole - Art. MR1411/XX



### Pointure

<b>A</b>	35-37
<b>B</b>	37-40
<b>C</b>	40-43
<b>D</b>	44-45
<b>E</b>	46-...


### Caractéristiques

- › Une semelle avec l'avant-pied mince et un talon plus épais.
- › Procure un soulagement et absorbe les chocs dans des chaussures étroite.
- › Directement appliqué dans la chaussure après le retrait de l'ancienne semelle.
- › La semelle a une surface légèrement colante qui l'empêche de glisser.
- › La semelle intérieure peut être coupée avec des ciseaux si nécessaire.

### Indications

Surcharge des blessures des membres inférieurs, périostite tibiale causés par une mauvaise absorption des chocs, post-opératoire après le remplacement de hanche ou de genou.

## Heel Wedge - Art. MR1401/XX



### Pointure

<b>S</b>	35-39
<b>M</b>	40-42
<b>L</b>	43-46

### Caractéristiques

Talonnette spécialement conçus pour absorber les chocs au niveau du talon. Diminution de la pression. Le modèle est légèrement plus long que la normale afin de fournir un amortissement complet. Polymère élastique avec une surface très légèrement collante. Laver à l'eau chaude savonneuse si nécessaire. Laissez sécher à l'air

### Indications

Talons éperons, fasciite plantaire, la douleur du talon en générale, différence de longueur des jambes. Inflammation du tendon rotulien.

  
**BeMedico**  
We care and dare

 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele  
 tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02  
 info@bemedico.be | www.bemedico.be

**Commandes, retours & informaton de livraison:**  
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be