

Atelles anti-spastiques

mediroyal 

Caractéristiques

Attelle thermoformable **facile à former au moyen d'eau chaude et d'un pistolet à chaleur (sèche-cheveux)**. Après 1 minute, la plaque devient souple et peut être adaptée; également reformable si nécessaire. Les **sangles** sont fournies séparément et se **fixent individuellement** au moyen des velcros fournis.

Indications

Spasticité ou prévention de la contracture due à un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien ou un traumatisme.

Anti-spasticity Ball Splint - Art. TH1000




Sert à maintenir la main dans une **position neutre** afin de **conserver l'arche palmaire**.

Taille	Largeur main (mm)	Code droite	Code gauche
S	57-70 mm	TH100X-02	TH100X-07
M	73-82 mm	TH100X-03	TH100X-08
L	86-95 mm	TH100X-04	TH100X-09



Functional Position Splint - Art. TH1002



Sert à maintenir **la main et le poignet** dans une **position de repos fonctionnelle**.




BeMedico
We care and dare

 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele
 tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02
 info@bemedico.be | www.bemedico.be

Commandes, retours & information de livraison:
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be