

# J Walker Plus

L'alternative pneumatique au plâtre  
pour le positionnement à 90°



## Caractéristiques

- › Fabriqué à partir de **renforts en aluminium de haute qualité pour l'immobilisation confortable et idéal**
- › Revêtement gonflable recouvre le pied, la cheville et la jambe
- › Facile et rapide à pomper de l'air et laisser sortir
- › '**Rocker bottom**' design avec 4 phrases qui permettent d'approcher la démarche naturelle: heelstrike, straight, roll-of et toe-off
- › Ouverture au niveau du talon pour **un positionnement parfaite de la jambe.**
- › **Largeur optimale** de la semelle de marche:
  - le patient peut marcher de façon stable
  - le genou ne se place pas en valgus de sorte que le patient n'éprouve pas de douleur au niveau des condyles

## Indications

- › Pour le positionnement du pied à 90°
- › Fractures du métatarse
- › Fracture de l'avant pied
- › Distorsion de la cheville de degrés 1-2-3 (si le patient atteint d'un degré 3, l'oedème doit d'abord être maîtrisé)
- › Fractures stables ou immobilisées par une fixation interne de la partie distale du tibia et de la partie distale du péroné.
- › Fractures de fatigue

Taille	Pointure	Longueur de jambe *	Code d'art.
<b>XS</b>	29 - 32,5	22,5 - 27,5 cm	BL510001
<b>S</b>	32,5 - 36,5	27,5 - 32,5 cm	BL510003
<b>M</b>	36,5 - 41	32,5 - 37,5 cm	BL510005
<b>L</b>	41 - 45,5	37,5 - 42,5 cm	BL510007
<b>XL</b>	45,5 - <49	42,5 - 47,5 cm	BL510009

\*DU CONDYLE MÉDIAL JUSQU'AU MALLEOLUS MÉDIAL

1 VERSION POUR GAUCHE ET DROIT



**BeMedico**  
We care and dare

 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele  
 tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02  
 info@bemedico.be | www.bemedico.be

**Commandes, retours & informaton de livraison:**  
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be