


Elbow Ulnaris Brace

Coude ulnaire

mediroyal 




Caractéristiques

- › Solution efficace dans le cadre d'un pincement du nerf cubital
- › Se porte jour et nuit.
- › Fabriqué à partir en TriTex et Softex fibres ventilées et respirantes pour un confort optimal.
- › La fermeture par sangle velcro rend l'application et la mise en place du bandage facile.
- › A l'intérieur du bandage au niveau du coude se trouve une pelote en mousse à mémoire lente, ce matériau permet une absorption des pressions pour plus de confort
- › Deux options afin d'éviter la flexion du coude : une baleine en aluminium ou une baleine thermoplastique. Les deux peuvent être adaptés individuellement dans le bandage. La pièce thermoplastique doit être mise dans l'eau chaude pour une adaptation individuelle.


Indications

- › Syndrome du tunnel cubital
- › Pincement du nerf cubital
- › Traitement post-fracture

Taille	Contour coude (cm)	Code
1	20-25	MR2250/1
2	25-31	MR2250/2
3	31-38	MR2250/3




BeMedico
We care and dare

 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele
 tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02
 info@bemedico.be | www.bemedico.be

Commandes, retours & information de livraison:
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be