

Optima DIAB

Une nouvelle gamme innovantes
pour le pied Diabétiques,
une excellente alternative au TCC




Optima DIAB - Art. DIAB/X




Code d'article: DIAB/X

Taille pour tous les modèles



S	34-36
M	37-39
L	40-42
XL	43-45
XXL	46-48



Indications dans le cas de traitement des ulcères chez les personnes diabétiques, des fractures hautes du pieds, en post-traumatique et post-op.

Caractéristiques

- › Chaussure réglable individuellement.
- › Semelle triple amovible
- › Rigidité importante du soutien postérieur (thermo déformable).
- › La doublure intérieure est respirant et lavable.
- › La rigidité, l'anti-torsion et l'anti-flexion commandent le mouvement et redistribue efficacement la pression sur l'ensemble de la voute plantaire.

Ce modèle inclus:

- › 1 kit de semelle puzzle 3X3 pour une décompression ciblée de l'ulcère
- › 1 système de verrouillage non amovible (utilisation unique du colson)

Indications

- › Ulcère du pied diabétique
- › Ulcère du pied
- › Réadaptation après une amputation (à l'exception de l'amputation de Chopart)
- › Rééducation après une intervention chirurgicale du tarse
- › Traitement chronique du pied de Charcot
- › Intervention chirurgicale du tendon d'Achille
- › Fracture de la cheville
- › Réadaptation de l'hémiplégie

Optima DIAB (2)

Optima CLHEEL - Art. CLHEEL/X



Caractéristiques

- › Chaussure réglable individuellement, avec une triple semelle amovible, en matière respirante et lavable. La rigidité, l'anti-torsion et l'anti-flexion contrôle le mouvement et répartit efficacement la pression sur l'ensemble de la voûte plantaire.

Ce modèle inclus :

- › 1 CLHeel Kit plantaires pour la décompression localisée de la plaie
- › 1 kit de semelle puzzle 3X3 pour une décompression ciblée de l'ulcère

Indications

- › Ulcère diabétique du talon
- › Escarre de décubitus
- › Lésions du tendon d'Achille

Optima POST OP - Art. POSTOP/X



Caractéristiques

- › Dans la semelle un processus de renforcement est intégré qui évite la rotation et la flexion du pied ainsi qu'une réduction de la charge pendant la marche.
- › La semelle est composée de trois couches individuelles de densités différentes.
- › Maintien important grâce au contrefort thermo-déformable
- › Chaussure réglable individuellement.
- › La rigidité, l'anti-torsion et l'anti-flexion commandent le mouvement et redistribue efficacement la pression sur la partie plantaire.
- › La doublure intérieure est respirant et amovible.

Ce modèle inclus:

- › N°1 une pièce soft plantaire semelle
- › 1 kit de semelle puzzle 3X3 pour une décompression ciblée

Indications

- › Ulcères du pied diabétique avec des problèmes veineux.