

Achilles Boot

De mobiele en veilige oplossing
na een achillespeesruptuur



Options:

- › “Air bladder” pour une fixation supplémentaire des malléoles – uniquement en combinaison avec un “cuff” (mousse au niveau de la jambe)
- › Plaque en plastique pour caler le tibia et le mollet

Taille	Pointure	Longueur de jambe *	Code d'art.
S	33 - 36	27 - 32 cm	AL036013
M	36 - 41	32 - 37 cm	AL036015
L	41 - 45	37 - 42 cm	AL036017
XL	45 - >49	42 - 47 cm	AL036019

**DU CONDYLE MÉDIAN JUSQU'AU MALLEOLUS MÉDIAN

Kenmerken

- › **Évite le plâtre**: peut être posée immédiatement après l'opération si le pied ne peut pas être positionné sous un angle de 90°
- › La muscle gastrocnémien (muscle du mollet) est complètement détendu, de sorte que **la greffe n'est exposée à aucun risque**
- › **Quatre inserts cunéiformes** de 10° pour un positionnement en équin
- › **Diminution du nombre d'inserts** en fonction de l'évolution de la rééducation passive
- › Le patient peut marcher **sans béquilles**
- › Profil bas afin de **prévenir les douleurs à la hanche**
- › Munie de série d'une **“air bladder”** pour une fixation supplémentaire des malléoles
- › **“Rocker-bottom”** avec 4 phases qui permettent d'approcher la démarche naturelle : heelstrike, straight, roll-off et toe-off
- › Ouverture au niveau du talon pour un **positionnement parfait de la jambe**
- › En **aluminium de qualité supérieure** pour une immobilisation idéale
- › **La mousse perméable à l'air** autour de la jambe **prévient la transpiration**: une exclusivité de Bledsoe
- › **Largeur optimale** de la semelle de marche:
 - › - le patient peut **marcher de façon stable**
 - › - le genou ne se place pas en valgus de sorte que le patient n'éprouve pas de douleur au niveau des condyles

Indications

- › Ruptures du tendon d'Achille
- › Blessures du tendon d'Achille

1 SEULE VERSION POUR LA GAUCHE ET LA DROITE

POUR L'OPTION AIRBLADDER REMPLACER LE CODE D'ART. ALO PAR AL2 (SUR COMMANDE)

POUR L'OPTION PLAQUE EN PLASTIQUE POUR CALER LE TIBIA ET LE MOLLET: MENTIONNER SUR LE BON DE COMMANDE: SUR COMMANDE UNIQUEMENT

