

# Elbow Ulnaris Brace

Coude ulnaire

mediroyal 




## Caractéristiques

- › Solution efficace dans le cadre d'un pincement du nerf cubital
- › Se porte jour et nuit.
- › Fabriqué à partir en TriTex et Softex fibres ventilées et respirantes pour un confort optimal.
- › La fermeture par sangle velcro rend l'application et la mise en place du bandage facile.
- › A l'intérieur du bandage au niveau du coude se trouve une pelote en mousse à mémoire lente, ce matériau permet une absorption des pressions pour plus de confort
- › Deux options afin d'éviter la flexion du coude : une baleine en aluminium ou une baleine thermoplastique. Les deux peuvent être adaptés individuellement dans le bandage. La pièce thermoplastique doit être mise dans l'eau chaude pour une adaptation individuelle.



## Indications

- › Syndrome du tunnel cubital
- › Pincement du nerf cubital
- › Traitement post-fracture

Taille	Contour coude (cm)	Code
1	20-25	MR2250/1
2	25-31	MR2250/2
3	31-38	MR2250/3



  
**BeMedico**  
We care and dare

 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele  
 tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02  
 info@bemedico.be | www.bemedico.be

**Commandes, retours & information de livraison:**  
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be