

Polypropyleen Orthesen

Maramed

ORTHOPEDIC SYSTEMS

PLSC en PLSFF

De referentie in voetopheffers



Indicaties

- › Vervaardigd uit onbreekbaar homo-polypropyleen
- › Anatomisch gevormd en indien nodig bij te werken
- › Kan in combinatie met confectieschoenen
- › PLSC: Voetopheffer over 3/4 van de voetlengte
- › PLSFF: Voetopheffer over hele voetlengte

PLSC	Schoenmaat
S (100)	34-39
M (200)	39-42
L (300)	42-44,5
XI (400)	44,5 - 47

3/4 voetzoollengte

- › Hoogwaardige producten in homo-polypropyleen of polyethyleen
- › Thermoplastisch vervormbaar met 'heatgun' of 'föhn'
- › Eenvoudig te slijpen

PLSC en PLSFF: Open Hiel

Idem als de PLSC en PLSFF maar in open hiel versie



Indicaties voor alle voetopheffers

- › Lichte tot matige vorm van dropvoet
- › Insufficiëntie van de voetoptrekkers

Verschillende versies links en rechts

PLSFF	Schoenmaat
S (100)	34-39
M (200)	39-42
L (300)	42-44,5
XI (400)	44,5 - 47

volledige voetzoollengte