

Polypropyleen Orthesen

Maramed
ORTHOPEDIC SYSTEMS

- › Produits haut de gamme en polypropylène homopolymère ou en polyéthylène
- › Thermoformable à l'aide d'un pistolet à chaleur ou d'un sèche-cheveux
- › Simple à adapter

PLSC en PLSFF

La référence en matière de releveur de pieds



Indications

- › En polypropylène homopolymère incassable et unique sur le marché
- › Forme anatomique et si nécessaire ajustable
- › Peut être porté avec des chaussures de confection

PLSC	Hauteur	Pointure
S (100)	33 cm	34-39
M (200)	35,5 cm	39-42
L (300)	35,5 cm	42-44,5
XI (400)	38 cm	44,5 - 47

releveur de pied sur $\frac{3}{4}$ de la longueur du pied

PLSC en PLSFF: Open Hiel

Idem que les modèles PLSC et PLSFF, mais avec le talon ouvert



Indications pour tous les releveurs de pied:

- › Forme légère à modérée de pied tombant après un accident vasculaire cérébral, par exemple
- › Insuffisance de la masse musculaire élevant le pied (nerf péronier)

Versions différentes pour gauche et droite

PLSFF	Hauteur	Pointure
S (100)	33 cm	34-39
M (200)	34,5 cm	39-42
L (300)	36,8 cm	42-44,5
XI (400)	36,8 cm	44,5 - 47

releveur de pied sur toute la longueur du pied