



** 15CM AU-DESSUS DU MILIEU
DE LA ROTULE

La nouvelle genouillère Breg Quantum OA combine le meilleur des 2 mondes. Soulagement dynamique pendant la phase critique douloureuse et enrichissement de l'expérience du patient au travers d'un profil minimaliste et d'une utilisation intuitive.

Caractéristiques

- › Facile à placer et à ajuster
- › Boucles à cliquet: régler le degré de décharge
- › Boucles à déclenchement rapide
- › Manchettes souples aux cuisses et aux mollets pour un ajustement parfait et un maximum de confort
- › Le protège-mollet est fabriqué dans un matériau ultra-adhérent qui évite le glissement de l'orthèse vers le bas sans provoquer une irritation cutanée

Indications

- › Arthrose: méd./lat.
- › Avant / Après correction ostéotomie
- › Lésions de ménisque
- › Fractures du plateau tibial
- › Reconstruction des ligaments méd./lat.

Taille	Mollet		Cuisse	
	Min. ø	Max. ø	Min. ø	Max. ø
XS	33	43.2	24.8	29.8
S	43.2	53.3	29.8	35.6
M	48.3	58.4	35.6	42.5
L	53.3	71.1	42.5	50.8
XL	66	78.7	50.8	61

Maat	Code d'art. Médial Gauche	Code d'art. Médial Droite	Code d'art. Latéral Gauche	Code d'art. Latéral Droite
	XS	BR100534-110	BR100534-210	BR100535-110
S	BR100534-120	BR100534-220	BR100535-120	BR100535-220
M	BR100534-130	BR100534-230	BR100535-130	BR100535-230
L	BR100534-140	BR100534-240	BR100535-140	BR100535-240
XL	BR100534-150	BR100534-250	BR100535-150	BR100535-250