



Code d'Art.

ARC	AE050400
ARC-Sling	AE050410

1 seule version pour la gauche et la droite

Caractéristiques

- › Armature **légère** en aluminium autour de la taille pour un positionnement et un confort optimaux
- › **Permet la rotation interne et externe**
- › Possibilités de réglage :
 - ARC : de 20° de rotation interne à 15° de rotation externe
 - ARC XR : de 20° de rotation interne à 70° de rotation externe
- › **Taille unique**
- › **Mousse en polyuréthane confortable et perméable à l'air** sur une armature en aluminium
- › **La poignée d'exercice empêche le bras de glisser vers l'avant et réduit la douleur et le gonflement post-opératoires**
- › L'écharpe en phase post-opératoire **peut également être portée sans armature en aluminium**
- › **Version cool** : idem avec sleeve perforé (uniquement sur commande*)

Option:

L'écharpe séparément disponible (AE050410)

Indications

- › Idéal comme accessoire d'immobilisation après une intervention chirurgicale au niveau de la coiffe des rotateurs, une reconstruction de la capsule gléno-humérale antérieure, une dislocation/subluxation de l'articulation gléno-humérale, une acromioplastie gléno-humérale, une opération de Bankart et des interventions touchant les parties molles
- › Positionnement de l'épaule après une brûlure