


Axiom D Elite

La seule orthèse dynamique à renforcement musculaire!



** 15 CM AU-DESSUS DE TUBERCULE ADDUCTEUR DU FÉMUR



Patellar cup

- › JK009315 (seulement genou)
- › JK009415 (genou + cuisse)

Caractéristiques

- › Meilleur ajustement, nouveau look moderne
- › Grâce à sa pression postérieure ou antérieure accrue sur le tibia, cette orthèse peut être considérée comme une véritable orthèse de rééducation
- › Chez les patients qui ne subissent pas d'intervention chirurgicale, la protection optimale est associée à la prévention de l'atrophie
- › Chez les sportifs, l'Ultimate Dynamic augmente rapidement la force musculaire et la vitesse de réaction
- › Evite d'étirer le greffe ACL / PCL
- › Egalement pour les patients avec instabilité MCL / LCL
- › Effet de récupération scientifiquement prouvé (Orthopedics, 1995, Md Acierno)
- › Ce modèle pivotant antidérapant empêche l'orthèse de retomber grâce à une fixation optimale par sangle au-dessus du mollet
- › Possibilité de réglage des limites de la flexion et de l'extension grâce à des fiches fournies avec l'orthèse
- › Cadre très léger et durable (moins d'un demi-kilo)
- › Protection de la rotule (pour la pratique du motocross) disponible en option

Indications

- › Déficience des ACL/PCL
- › Pathologies des MCL/LCL
- › Reconstruction des ACL/PCL/MCL/LCL
- › Affaissement du genou
- › Atrophie du quadriceps après une opération des ligaments croisés

Taille	Mesure (cm)	Code d'art. gauche	Code d'art. droite
XS	34,5 - 40,5 cm	MG528101-CI	MG528201-CI
S	40,5 - 48,5 cm	MG528103-CI	MG528203-CI
M	48,5 - 56 cm	MG528105-CI	MG528205-CI
L	56 - 64 cm	MG528107-CI	MG528207-CI
XL	64 - 69 cm	MG528109-CI	MG528209-CI
XXL	> 69	MG528111-CI	MG528211-CI

Différentes versions pour la gauche et la droite



Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele
tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02
info@bemedico.be | www.bemedico.be

Commandes, retours & information de livraison:
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be