

# Vingerspalken

Het veelzijdige gamma vingerspalken van Mediroyal



## Spring Finger Extension Assist – Art. 501



Deze extreem veelzijdige spalk **strekt voornamelijk het PIP gewricht**. **Aanpasbaar om meer of minder druk te bieden indien nodig**. De kracht is ongeveer 227gr. in 15° flexie.

**Indicaties:** Flexiecontractuur 15° of minder in het PIP gewricht, Boutonnière misvorming, stijfheid

## Spring Coil Extension Assist – Art. 502



Deze spalk bestaat uit een **zijdelingse spiraalveer** en geeft een **verbeterde extensie aan het PIP gewricht**. Distale en proximale polsteringen **verhogen het draagcomfort en verdelen de druk gelijkmatig** terwijl de distale klittenband de vinger fixeert en **in de juiste positie houdt**.

**Indicaties:** Flexiecontractuur van het PIP gewricht

## Spring PIP Extension Assist – Art. 504



Dit model is quasi identiek aan het model 501 maar het is **korter**. Door deze korte versie **kan het gebruikt worden op het PIP gewricht**. Het hulpmiddel is **vollig aanpasbaar in geval van zwelling of in gevallen waarbij meer of minder druk geboden dient te worden**. De druk is ongeveer 227gr. in 15° flexie.

**Indicaties:** Lichte flexiecontracturen van het PIP gewricht

## Acu-Spring Finger Extension Assist – Art.507



Het model 507 geeft iets **meer kracht dan 501** waardoor de **laatste graden van de PIP-extensie gemakkelijker bereikt worden**. Het model 507 heeft een breed gebogen PIP dorsaal pad wat de **druk verdeelt** over een groot oppervlak en de stalen veer kan bijgeplooid worden om **de druk aan te passen**. De druk is ongeveer 340gr. in 15° flexie.

**Indicaties:** Flexiecontractuur en gewrichtsstijfheid van het PIP gewricht

## Light Extension Finger Spring – Art. 602



Dit model **strekt het PIP gewricht**. Dit hulpmiddel **kan gedragen worden in geval van nabijgelegen vingers**. Door de lichte druk kan dit model **voor lange periodes gedragen worden**.

**Indicaties:** Vingerkwetsuur na indeuking, brandwonden, zeer lichte Boutonnière misvorming en lichte contractuur flexie PIP gewricht

## Finger Hugger – Art. 670



De Finger Hugger is een **combinatie van een dynamische en/of statische vingerextensie spalk**. Het **ondersteunt het PIP, DIP of gecombineerd PIP/DIP gewricht in extensie**. De Finger Hugger is vervaardigd uit lycra/polyethyleen en zorgt voor een **uitstekende pasvorm, comfort en lange draagtijd**. Geschikt om tijdens het sporten te gebruiken.

**Indicaties:** Fracturen, verrekking, Boutonnière vervorming en sportletsels



📍 Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele  
☎ tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02  
✉ info@bemedico.be | www.bemedico.be

**Bestellingen, retours & leveringsinformatie:**  
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be

# Vingerspalken (2)



## Spring Coil Finger Flexion Assist - Art. 503



Het model 503 is voorzien van een **spiraalvormige veer tegen het PIP gewricht**. De proximale strap biedt een **aangepaste druk** en moet correct geplaatst worden om een goede alignering te verkrijgen. Het pad werd zo ontwikkeld dat de **vinger ongehinderd kan bewegen**. Dit model biedt een hogere kracht dan model 601 en zal **een soepel gewricht buigen tot 80°**.

**Indicaties:** Flexiebeperking van het PIP gewricht

## Light Flexion Finger Spring - Art. 601



Deze spalk **zorgt voor PIP flexie** en is **geschikt om het gewricht te buigen tot 80°**. De **kracht is regelbaar** door de veer voorzichtig bij te buigen. Dit hulpmiddel **kan aangewend worden in geval van nabijgelegen vingers** en geeft minder kracht dan model 603.

**Indicaties:** Flexiebeperking van het PIP gewricht

## Open-Air Stax Finger - Art. 635



De Open-Air Stax Finger Splints zijn ontwikkeld om de distale vingerkootjes te beschermen en om het DIP gewricht te strekken. Het geperforeerd design laat de huid optimaal ademen en het open uiteinde laat onderzoek van het nagelbed en de vingertop eenvoudig toe.

**Indicaties:** Letsels aan vingertop of nagelbed en in geval van een hamervinger

Stax apart te verkrijgen van maat 0 tot 7: art. 620 tot 627




## Dynamic Finger Spring Kit - Art. 6000MOD



Deze **praktische plastic koffer** bevat een assortiment dynamische vingerspalken.

**Inhoud:** art. 501, 502, 503, 504, 507, 602 en 670 (3 of 4 maten per type vingerspalk)



Maattabel (mm)	AA	A	B	C	D
Lengte (Art. 502-503)	-	64	70	76	83
Lengte (Art. 507)	57	67	76	86	95
Breedte (Art. 507)	22	22	25	29	29
Lengte (Art. 501)	57	67	76	89	102
Breedte (Art. 501)	22	22	25	29	29
Lengte (Art. 601)	32	38	44	57	70

Maattabel (mm)	AA	A	B	C	D					
Lengte (Art. 504)	44	48	51	57	67					
Breedte (Art. 504)	22	22	25	29	29					
Lengte (Art. 602)	32	38	44	57	70					
Breedte (Art. 602)	13	16	22	25	29					
Lengte (Art. 670)	38	51	64	78	89					
Maat	0	1	2	3	3,5	4	5	5,5	6	7
Lengte (Art. 620>627)	43	48	55	60	62	66	74	76	84	85



Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele  
 tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02  
 info@bemedico.be | www.bemedico.be

**Bestellingen, retours & leveringsinformatie:**  
 Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be